

AUTOCLAVE RÁPIDO

Ref. 09070108



AUTOCLAVE RÁPIDO

Los Autoclaves Clase B están indicados para la esterilización de instrumental y están diseñados especialmente para su uso en clínicas, hospitales, laboratorios...

El nuevo autoclave rápido de Bader es un compacto, práctico y robusto equipo con el que reducirás notablemente el tiempo de esterilización del instrumental de tu clínica, ya que en tan sólo 12 minutos tendrás tu instrumental sólido listo para usar de nuevo.

Además, con su pantalla LCD podemos elegir diferentes programas y configuraciones de forma fácil y rápida, escogiendo el que mejor se adapte al tipo de instrumental que necesitas esterilizar.

Por ser un autoclave de Clase B, realiza un ciclo de secado al final del proceso de esterilización, dejando los instrumentos listos para su uso.


Incluye tarjeta SD para el registro de los ciclos.



Alimentación	220V / 50Hz
Potencia	2900 VA
Pantalla	LCD
Bloqueo	Eléctrico y mecánico
Capacidad	3 litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensiones de la cámara	17,5cm x 5,5cm x 28cm
Dimensiones del autoclave	60cm x 25cm x 29cm
Peso	24kg
Presión máx. de trabajo	0.24MPa
Temperatura máx. de trabajo	137°C



PROGRAMAS DISPONIBLES:

Proceso	Temperatura de esterilización	Tiempos de espera	Tiempos de prepar. de vacío	Tiempo de secado
121°C - Universal* 121°C - Universal	121°C	4 min	3	4 min
134°C - Universal* 134°C - Universal	134°C	4 min	3	6 min
134°C - Universal Quick* 134°C - Universal rápido	134°C	4 min	1	2 min
134°C - Solid* 134°C - Sólido	134°C	4 min	3	8 min
B-D TEST*	134°C	3,5 min	3	4 min
TEST de Vacío Vacuum TEST*	Vacío hasta -80kPa, durante 15 min			
Drying* Ciclo de secado				5 min

* Nombre de programa en la pantalla LCD del autoclave

TIEMPOS DE EJECUCIÓN:

134° Universal		134° Universal Quick		134° Solid		121° Universal	
Tiempo	Consumo de agua (ml)	Tiempo	Consumo de agua (ml)	Tiempo	Consumo de agua (ml)	Tiempo	Consumo de agua (ml)
16 min	280	17 min	300	12 min	380	18 min	240

DIMENSIONES:

